

# BIOLOG)) PLASMA

RFID NELLA GESTIONE LOGISTICA DEL PLASMA



**biolog))id**

Connecting healthcare to empower people

# BIOLOG PLASMA

RFID NELLA GESTIONE LOGISTICA DEL PLASMA

- Una soluzione sviluppata per ottimizzare la **gestione logistica** del plasma
- Una risposta tecnologica che:
  - **Garantisce** procedure standard
  - **Migliora** le condizioni di lavoro
  - **Rispetta** le normative farmaceutiche



Le innovazioni tecnologiche relative alle applicazioni RFID ed il loro contributo all'automazione dei processi ci hanno consentito di migliorare ulteriormente la nostra organizzazione e di prepararci meglio per le future sfide in ambito sanitario, economico ed industriale.

**Dott. Patrick BERGEAT**  
Vice Direttore Generale - Operazioni  
LFB Biomedicaments

## FRAZIONAMENTO

- Unità di plasma pronte per il processo di frazionamento

## SMISTAMENTO

- Smistamento automatizzato delle singole unità di plasma

## CONSEGNA



- Lettura massiva alla consegna (pallets etc.)
- Interfacciamento con il sistema informatico del centro di frazionamento

## SPEDIZIONE

- Il plasma viene spedito dai centri trasfusionali al centro di frazionamento

## CODIFICA

- Etichette RFID applicate alle singole unità di plasma
- Lettori RFID per l'aggiornamento dei dati sulle etichette
- Interfacciamento con il software gestionale del centro trasfusionale



Biolog Plasma® si basa sulla tecnologia **RFID (Radio Frequency IDentification)**.

La soluzione integra **etichette elettroniche** a radiofrequenza applicate alle singole unità di plasma, **dispositivi di scrittura/lettura** a radiofrequenza installati nel centro trasfusionale, **linee di consegna e smistamento** a radiofrequenza presso il centro di frazionamento e una **suite software** interfacciata con i sistemi gestionali locali (centro trasfusionale e centro di frazionamento).

Sicurezza e tracciabilità ottimizzate  
Efficienza consolidata  
Controllo dei costi



# BIOLOG )) PLASMA

RFID NELLA GESTIONE LOGISTICA DEL PLASMA

**Biolog Plasma® migliora l'efficienza  
e la sicurezza del centro di frazionamento**

Numero di donazione

Codice prodotto

Codice centro trasfusionale

Data di raccolta

Volume

**Archivio dati**



**Sicurezza**

**EFFICACE  
SEMPLICE  
SICURO**

Biolog Plasma®: più di 15 milioni di  
unità di plasma già processate da LFB



## biolog ))id

1 rue du cdt Robert Malrait  
ZA des Granges  
F-27300 BERNAY

Tel : +33 (0)2 32 47 83 40  
Fax : +33 (0)2 32 47 83 50  
E-mail : info @ biolog-id.com  
www..biolog-id.com

Biolog-id Italia Srl  
Corso Europa 7  
20122 Milano - ITALIA

Tel : +39 335 597 8128

